

Das geschlossene Sterilwassersystem für Inkubatoren –

Die neue Wasserversorgungseinheit
(Einweg) für die I-Serie



Infektionskontrolle

- keine Kontaminationsmöglichkeit bei der Befüllung des Wassertanks
- direkte Verbindung zur Sterilwasserflasche
- keine lästige Aufbereitung des Wassertanks

Arbeitseffizienz

- einfache und schnelle Bereitstellung der Anfeuchtung für den Inkubator ohne Manipulation am Gerät
- Wasserstandskontrolle im Vorbeigehen
- Nachfüllen des Wassertanks durch Flaschenwechsel

Einweg-Wasserversorgungseinheit,
die einfacher und sicherer verwendet werden kann

Unterstützung Ihrer Bemühungen in der entwicklungsfördernden Pflege

- einfaches und geräuschloses Nachfüllen des Wassers
- Reduzierung der Handlingmaßnahmen am Inkubator
- Minimierung des Geräuschniveaus

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Verpackungseinheit
ATC21154	Externe Wasserversorgungseinheit für das Befeuchtermodul von I-Serie Inkubatoren, Einweg	10 Stück
NF909561	Infusionsflaschenhalter mit 4-fach Flaschenkreuz, inkl. Schienenklaue, ausziehbar von 1200 bis 2000 mm, Edelstahl	1 Stück
ATCM1225	Normschienenhalterung	1 Stück